

## **EVI 91 Bagnomaria**



**Bagno riscaldante per evaporatori rotanti EVI**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- ❑ Costruzione in acciaio inox AISI 304 a doppia parete per un migliore isolamento termico dell'elemento riscaldante e nello stesso tempo di protezione contro le scottature.
- ❑ Vasca completamente libera internamente e facile da pulire
- ❑ Bagno diametro 240 mm, acciaio inox AISI 304/L (18/10)
- ❑ Capacità 4,3 litri
- ❑ Adatto per palloni fino a 3 litri
- ❑ Alimentazione: 220V 50 HZ 1500 Watt
- ❑ Termostato ON/OFF per la regolazione elettronica e l'indicazione digitale della temperatura
- ❑ Precisione di regolazione:  $\pm 1,5$  °C
- ❑ Scala 20 °C – 95 °C
- ❑ Display: - 50 °C + 150 °C
- ❑ Sicurezza: temperatura limite 100 °C (+0/-6 °K) con termostato limitatore, riarmo manuale.
- ❑ Dimensioni mm 288x276x288
- ❑ Peso: Kg 8

