

## **EVI 91 BAIN-MARIE**



**Inlabo bain-marie pour évaporateurs rotatifs EVI**

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

- ❑ Bain-marie avec affichage numérique de la température:
- ❑ Structure entièrement en acier inox AISI 304, à double parois pour un meilleur isolement thermique de l'élément chauffant et pour la protection contre les brûlures.
- ❑ Cuve diamètre 240 mm, complètement vide à l'intérieur et facile à nettoyer, capacité 4,3 litres (pour ballons jusqu'à 3 litres).
- ❑ Alimentation: 220V 50Hz 1500W
- ❑ Thermostat ON/OFF pour la régulation électronique de la température, sonde PT100, précision + 1,5°C, échelle 20°C/95°C, display -50°C +150°C , sécurité: thermostat limiteur de la température à 100°C (+0/-6°K) avec réarmement manuel.
- ❑ Dimensions: mm288x276x288
- ❑ Poids Kg 8

